



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 мая 2017 года

№ ФСР 2009/06538

На медицинское изделие

**Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода
по ТУ 9398-005-18037666-94**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил"), Россия, 141018,
Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. П/1**

Производитель

**Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил"), Россия, 141018,
Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. П/1**

Место производства медицинского изделия

**АО "МедСил", Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Реммаш, ул. Институтская д. 24**

Номер регистрационного досье № РД-17502/13849 от 25.04.2017

Вид медицинского изделия **254190**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 мая 2017 года № 5025
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0037641

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2017 года

№ ФСР 2009/06538

Лист 1

На медицинское изделие

**Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода
по ТУ 9398-005-18037666-94:**

следующих типов: ЗСКП-18-1; ЗСКП-24-1; ЗСКП-30-1; ЗСКП-18-1,5; ЗСКП-24-1,5;
ЗСКП-30-1,5 (с наружным диаметром по шкале Шарьера 18; 24;30; и длиной 1м и 1,5м
для каждого типоразмера).

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0034540